

口腔科 科室

物表地面、空气清洁消毒登记本

填表说明:

每日工作:

1. 诊断室、候诊室、处置室的物体表面、台面及地面,每日湿式清洁 2 次,消毒一次。消毒方法:含氯消毒液 500mg/L、75%酒精、消毒湿巾湿拖或擦拭消毒,遇污染时用含氯消毒液 1000mg/L 以上进行消毒。
- 2、各种运行中的仪器设备(如:牙科综合治疗椅、洁牙机等)每人使用后湿式清洁,消毒一次。消毒方法:含氯消毒液 500mg/L、75%酒精、消毒湿巾擦拭消毒,遇污染时用含氯消毒液 1000mg/L 以上进行消毒。
- 3、使用中的血压计、听诊器、血糖仪等使用后湿试清洁,消毒一次。消毒方法:含氯消毒液 500mg/L、75%酒精、消毒湿巾擦拭或浸泡 30 分钟消毒,遇污染时用含氯消毒液 1000mg/L 以上进行消毒。
- 4、痰盂每日上午、下午诊疗结束后用含氯消毒液 1000mg/L 以上浸泡 30 分钟备用。
- 5、**浸泡消毒物品:** 正畸塑料开口器、塑料托盘、面罩、护目镜等。**浸泡方法:** 含氯消毒液 500mg/L 浸泡 30 分钟,用清水清洗干净后晾干备用。消毒液每日监测浓度,每周更换一次,遇污染时用含氯消毒液 1000mg/L 以上进行浸泡消毒。

备注:

1. 已执行在选项中打“√”,未执行打“X”。质控人员每日进行督查并签名。
2. 空气消毒机过滤网每年更换一次,空气消毒机每年检修一次,由院感科负责,资料数据由院感科保存。

